



Veterinární hematologický analyzátor

Enzymatické čištění

Enzymatické čištění:

(koncentrát)

Pouze pro použití jako Diagnostikum in vitro.

Účel použití:

Koncentrovaný čisticí prostředek je určen pro VetScan HM5 a celý hematologický systém. Čistič je určen k nasátí do přístroje a slouží vyčištění všech komponent, které přijdou do styku s krví.

Čistič by se měl použít preventivně nejméně jednou za měsíc, po připojení nových reagensů tj. přibližně po 100 vyšetřeních. Čištění by mělo být provedeno také v případě opakované neakceptovatelné hodnoty slepého vzorku (blanku) v sérii.

Podmínky skladování:

Skladujte při teplotě 4 - 35 °C (40 - 95 °F).

Bezpečnostní upozornění:

NEPOŽIVATELNÉ. Skladujte mimo dosah potravin.

VAROVÁNÍ: Dráždí oči. Vyvarujte se kontaktu s očima a kůží. V případě zasažení očí se, vyplachujte ihned množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Nevdechujte sprej. Inhalace může způsobit podráždění.

Používejte v souladu s aplikačními pravidly.

Reagenční komponenty:

Koncentrovaný roztok je směs hydrolytických enzymů, smáčedla a stabilizátoru.

Postup:

1. Držte otevřenou kapací lahvičku čistícího enzymatického koncentrátu směrem dolů nad nepoužitou prázdnou zkumavkou na vzorek obsahující EDTA.
2. Vymačkejte 6 - 7 kapek (přibližně 300 - 350 µl) enzymatického čistícího koncentrátu do zkumavky na vzorek. Ve zkumavce musí být minimálně 200 µl v závislosti na velikosti vybrané zkumavky. Zkumavky o objemu 1,3 ml jsou zpravidla dostačující. Pokud jste vybrali větší zkumavku, musí být větší i objem vzorku v závislosti na velikosti zkumavky.
3. Zasuňte zkumavku do příslušného adaptéru přístroje.
4. Stiskněte **ikonu matky** (funkce), z 6 nabízených možností, vyberte č. 1- **Maintenance** (údržba), stiskněte č. 1 - **Cleaning** (čištění), vyberte č. 3 - **Enzymatic cleaning**, stiskněte **START**.
5. Nechte proběhnout čistící cyklus.
6. Zlikvidujte zkumavku s čističem stejně jako vzorek.
7. Po čištění zařaďte do série kontrolní vzorek.

Technická podpora:

V případě, že potřebujete technickou podporu, volejte technický servis inlab medical s.r.o..

Objednací číslo:

770-8011

Obchodní značka:

VetScan je obchodní značka firmy Abaxis, Inc.