



# Hematologický centrifugační analyzátor QBC k využití v systému POCT



**Jednoduchý stolní analyzátor.**  
**Místo kapalných reagensů používá centrifugační plastové rourky potažené uvnitř fluorescenční látkou.**  
**Vzorek z kapilární nebo venózní krve.**  
**Měřené parametry: hematokrit, hemoglobin, MCHC, trombocyty, leukocyty (granulocyty, lymfocyty, monocyty).**  
**Analýza trvá pouze několik minut.**



 inlab  
medical

Kubelíkova 1779/23  
130 00 Praha 3  
Tel./Fax: (+420) 222 721 023, 222 721 025, 222 721 032  
e-mail: [inlab@inlab.cz](mailto:inlab@inlab.cz)

ČSN EN ISO 9001:2001  
[www.inlab.cz](http://www.inlab.cz)