

OVĚŘENÍ JAKOSTI TESTŮ ORGANIZACÍ FDA USA

ACON Labs, Inc.	Provedení	Katalogové číslo	Cut-off	Datum provedení v FDA	510K	Porovnání s obdobnými testy			Porovnání s GC/MS		
						Shoda s pozitivním nálezem	Shoda s negativním nálezem	Celková shoda	Shoda s pozitivním nálezem	Shoda s negativním nálezem	Celková shoda
AMFETAMIN	Proužek	DAM-101	1000 ng/ml	31. červenec '01	K011673	97%	100%	98%	97%	95%	96%
	Kazeta	DAM-102				96%	100%	98%	96%	95%	95%
BARBITURÁTY	Proužek	DBA-101	300 ng/ml	09. listopad '01	K012824	>99%	>99%	99%	92%	98%	95%
	Kazeta	DBA-102				>99%	99%	99%	92%	98%	95%
BENZODIAZEPINY	Proužek	DBZ-101	300 ng/ml	17. září '01	K012300	90%	97%	94%	97%	95%	96%
	Kazeta	DBZ-102				90%	97%	94%	96%	96%	96%
KOKAIN	Proužek	DCO-101	300 ng/ml	09. červenec '01	K010841	95%	>99%	98%	96%	90%	93%
	Kazeta	DCO-102				95%	>99%	98%	96%	90%	93%
METAMFETAMIN	Proužek	DME-101	1000 ng/ml	31. červenec '01	K011672	98%	100%	99%	99%	94%	96%
	Kazeta	DME-102				99%	100%	99%	99%	93%	96%
MORFIUM	Proužek	DMO-101	300 ng/ml	18. prosinec '01	K013380	100%	100%	100%	100%	94%	97%
	Kazeta	DMO-102				100%	100%	100%	100%	94%	97%
METADON	Proužek	DMT-101	300 ng/ml	15. říjen '01	K012595	>99%	>99%	>99%	99%	94%	96%
	Kazeta	DMT-102				>99%	>99%	>99%	99%	94%	96%
OPIÁTY	Proužek	DOP-101	2000 ng/ml	30. červenec '01	K011353	>99%	>99%	>99%	>99%	90%	95%
	Kazeta	DOP-102				>99%	>99%	>99%	>99%	90%	95%
FENCYKLIDIN	Proužek	DPC-101	25 ng/ml	09. srpen '01	K011730	98%	100%	99%	100%	97%	98%
	Kazeta	DPC-102				97%	100%	99%	100%	97%	98%
TRICYKLICKÁ ANTIDEPRESIVA	Proužek	DTC-101	1000 ng/ml	17. červenec '02	K021526	97%	99%	98%	97%	95%	96%
	Kazeta	DTC-102				97%	99%	98%	98%	95%	97%
MARIHUANA	Proužek	DTH-101	50 ng/ml	15. březen '01	K003557	98%	100%	99%	97%	88%	92%
	Kazeta	DTH-102				100%	100%	100%	98%	87%	91%