



**Analyzátor močového sedimentu
s metodou průtokové cytometrie
a automatickou klasifikací buněčných elementů
do 11 kategorií.**

Komplexní mikroskopie veterinární moči.

- Jednoduché ovládání bez použití pipety či diluentu.
- Zpracování vzorku bez odstředění snižuje inherentní chyby.
- Mikroskop s vysokým rozlišením a automatickým vystředováním.
- CCD kamera.
- Možnost společného vyhodnocení s VetScan UA.
- Paměť na 50 000 výsledků.

V E T S C A N U A
Urine Analyzer

Analyzátor moči do ruky.

**Vysoce reprodukovatelná analýza moči
s automatickým odečtem a záznamem výsledků.**

- 14 analytů (bílkovina, bilirubin, dusitany, glukóza, hemoglobin, ketolátky, kreatinin, kyselina askorbová, leukocyty, mikroalbumin, pH, specifická hmotnost, urobilinogen, vápník).
- Index protein / kreatinin (PCR).
- Jednoduché ovládání pomocí dotykového displeje.
- Výsledek do jedné minuty.
- Paměť na 500 výsledků.
- Malá přenosná tiskárna.