

Fluorescenční imunochromatografický kvantitativní analyzátor.
Semikvantitativní analyzátor na antigeny a protilátky veterinárních
infekčních onemocnění.



- fSAA
- cPL
- fPL
- Kortizol
- TSH
- T4

- cCRP
- Progesteron
- D-dimer
- NT-proBNP
- Tnl

- Prokalcitonin
- Fruktosamin

V200



JEDEN ANALYZÁTOR NA VÍCE TESTŮ

Analýza vzorku 5 až 20 minut dle typu testu.
Dotykový 7" displej.
Rozměry 20 x 24 x 20,5 cm.
Váha 2,5 kg.



AUTOMATICKÉ DETEKCE TESTU POMOCÍ ČÁROVÉHO KÓDU



OPTICKÉ ROZPOZNÁVÁNÍ ZNAKŮ



VYSOKÁ PŘESNOST A SPOLEHLIVOST



AKTUALIZACE POMOCÍ WiFi



KOMPAKTNÍ, INTUITIVNÍ S DOTYKOVÝM OVLÁDÁNÍM



MOŽNOST PŘIHOJENÍ KLÁVESNICE, MYŠI A ČTEČKY ČÁROVÝCH KÓDŮ



INTEGROVANÁ TISKÁRNA



KALIBRAČNÍ SET PRO ZAJIŠTĚNÍ KVALITY MĚŘENÍ

