


SYSTÉM SLOUŽÍCÍ K ANALÝZE KRVE V OBORU URGENTNÍ MEDICÍNY.

KONFORMITA PŘÍSTROJE SE SMĚRNICÍ 89/336EEC

JEDNODUŠE

DO ROTORU SE PŘENESE POUZE
100μL KAPILÁRNÍ KRVE



SPOLEHLIVĚ

ZABUDOVANÝ INTERNÍ
KONTROLNÍ
SYSTÉM IQC®

VÝSLEDKY DIAGNOSTICKÝCH SOUBORŮ
AŽ S 15-TI PARAMETRY DO 12-TI MINUT.

STAČÍ KAPILÁRNÍ KREV.

- EVROPSKÁ SMĚRNICE ECCLS ČÁST 6
POVAŽUJE KAPILÁRNÍ ODBĚR ZA VHODNÝ U:
- NOVOROZENCŮ, KOJENCŮ A MALÝCH DĚTÍ
 - ZÁVAŽNÝCH POPÁLENIN
 - SKLONU K TROMBÓZE
 - KONTROLY INFÚZNÍ TERAPIE
 - ANALÝZY KREVNÍCH PLYNŮ



**KOMPAKTNÍ & PŘENOSNÝ.
IPXO.**


**MINIMÁLNÍ DOBA ZÁCVIKU
A MINIMÁLNÍ ÚDRŽBA.**



**PRACUJE I NA 12V BATERII.
VÝSLEDKY OBDRŽÍTE I V PŘÍPADĚ
VÝPADKU ELEKTRICKÉHO PROUDU.**

**KDYKOLIV POTŘEBUJETE
OKAMŽITÉ VÝSLEDKY A NEJSTE
V LABORATOŘI, PŘENOSNÝ
ANALYZÁTOR PICCOLO PROVEDE
SPOLEHLIVÉ VÝSLEDKY Z
KAPILÁRNÍ KRVE, PLASMY NEBO SÉRA.**

**inlab
medical**



- Ověření jaterních funkcí
- Hepatorenální kombinace
- Lipidový panel (Metabolický syndrom)
- Základní vyšetření
- Elektrolyty
- Urgentní případy, infúzní léčba a svalové markery
- Urgentní případy, infúzní léčba - kontrola aniontů a kationtů
- Lipidový soubor
- Ověření jaterních funkcí - akutní fáze
- Renální soubor
- Rozšířený metabolický soubor
- Kontrola infúzní léčby
- Kontrola funkce ledvin
- Celkové vyšetření
- Parametry metabolické acidózy
- Urgentní případy
- Játra a ledviny